



Biegen leicht gemacht ! / *Bending simplified !*

Zur Herstellung der Biegung am Draht mit fester Patrize, empfiehlt sich der Einsatz der **OrthoLox-Aderer-Zange**, die auf die Patrizenform abgestimmt ist.

*To perform bendings on wires with fixed Abutment the use of an **OrthoLox-Aderer-pliers**, which is adapted to the shape of Abutments is recommended.*



Die Patrize lässt sich sicher und schonend festhalten und die erste Aufwärtsbiegung, die in der Regel dicht an der Patrize erfolgen muss, ist leicht per Hand vorzunehmen.

The Abutment can be held safe and gentle, while bendings close to the Abutment are performed by hand.



Alle weiteren Biegungen sind Standardbiegungen und lassen sich leicht herstellen.

Additional bendings are standard-bendings and are prepared as usual.

(Art.-Nr. / Code No.: 00320000)