




## MikroOsteoPerforation mit dem Smart-MOP

Smart-MOP ist ein Instrument zur transgigivalen Mikroosteoperforation.

Die positive Wirkung der Mikroosteoperforation zur Beschleunigung der kieferorthopädischen Zahnbewegung ist in der Literatur sehr gut belegt.



Die einfache und sichere Durchführung dieses minimalinvasiven Eingriffs kann mit dem Smart-MOP problemlos, ohne Inzession umgesetzt werden.

Die Bohrspitze mit einer Länge von 4 mm und 1,2 mm Kerndurchmesser ist so dimensioniert, dass die gewünschte knöcherne Perforation transgingival immer erzielt werden kann. Smart-MOP ist sterilisierbar und somit mehrfach verwendbar.

Er wird direkt mit dem Schraubendrehergriff aus dem bekannten Minischrauben System **Dual-Top®** angewendet.



Bestell Nr.:

Smart-MOP

Dual-Top® Griff

GIM MOP 412

JEL 111 010

Preis: € 48,00

Preis: € 69,20

Smart-MOP eignet sich auch ideal zur Vorbereitung (Ankörnung und Markierung) von Minischrauben Insertionen.

Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Lieferung ab 100,00 € netto Warenwert frei Haus.