




Ratsche mit Dental-Konnektor zur Insertion von palatinalen Schrauben

Die Ratsche mit Dentalkonnektor (ohne Drehmomentbegrenzung) eignet sich ideal zum endgültigen Eindrehen von palatinalen Schrauben.

Insbesondere wenn eine vertikale Stufe zwischen 2 Schrauben korrigiert werden soll, ist das Instrument ideal geeignet.

Der Adapter nimmt alle Instrumente mit Dentalkonnektor auf.



Bestell Nr.:

Ratsche

GIM OL RAT 000

Preis: € 98,00

Adapter

GIM OL DAD 000

Preis: € 32,00

Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Lieferung ab 100,00 € netto Warenwert frei Haus.