



## SmartJet mit verstärkter Stoppschraube.

Die Stoppschraube des SmartJets ist das nächste Element, das in verstärkter Ausführung lieferbar ist. Viele Anwender haben eine Verstärkung der Schraubverbindungen und des **Schraubendrehers** gefordert.



SmartStop mit aktivierter Feder

Wie auch schon bei den Patrizen für die Hybrid GNE kommen für den SmartJet ab sofort die goldenen Schraubendreher zum Einsatz.



Labor-Schraubendreher  
OL SFS 225 S




Schaft mit Dentalanschluss  
OL SFS 125 S

Die neue Stoppschraube kann mit **8 bis 10 Ncm Torque** gesichert werden. (bisher 6 Ncm). Das bringt höhere Kopplungssicherheit ohne Bruch oder Deformation der Schraubendreher.

Mit der ersten Auslieferung eines neuen SmartJets liefern wir einen Laborschraubendreher **kostenlos** mit.

Passend zum neuen System, ist auch der bewährte Torqueaufsatz **SmartDrive** mit **10 Ncm** Torque lieferbar.



SmartDrive OL SFS 100