




Der neue SmartGuide Tube

jetzt mit noch mehr Komfort bei den OrthoLox-Anwendungen
durch den einteiligen SmartGuide-Tube




„Neu“


Auf den neuen einteiligen SmartGuide-Tube ist der Zet-Haken direkt am Tube angelasert. Die Herstellung der Apparatur und das Einsetzen im Mund wird dadurch einfacher. Die Kippneigung wird durch die einzigartige Verbindungsmechanik, der direkten Kraftübertragung auf die Feder, weiter reduziert. Das innenliegende Gewinde wurde natürlich beibehalten.



Der Direkte Vergleich



Standardversion SmartJet®



SmartJet® mit SmartGuide-Tube



Die Aktivierung:



SmartJet®-Tube passiv



SmartJet®-Tube aktiviert




SmartJet® ...



...oder SmartJet®-Tube



...überzeugende Konzepte für die skeletal verankerte Distalisation und Mesialisation



OrthoLox Kopplungssystem

reversibel
patientenfreundlich
preiswert
innovativ

...die ideale Lösung für Ihre skeletale Verankerung.